



Hahnemühle

„HaMuNa® Care“ – Medizinische Gesichtsmaske Made in Germany

Die neu entwickelte, medizinische Gesichtsmaske mit einer hervorragenden Filterleistung bedeckt Mund und Nase. Sie ist bestimmt für den Gebrauch als Barriere, um die direkte Übertragung infektiöser Tröpfchen zwischen Personal und Patienten zu verringern. Diese Maske kann auch im nicht medizinischen Bereich getragen werden als Schutz im Alltag, z.B. in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Supermärkten, Schulen, Wartezimmern oder Behörden, um das Risiko einer Infektionsverbreitung zu verringern.

Sie ist sehr angenehm zu tragen, unproblematisch im direkten Hautkontakt - hierfür wurden die Bänder getestet. Sie beeindruckt durch die angenehme Oberfläche und das geruchsfreie Material.



Zulassungen:

- CE Kennzeichnung
- EN14683:2019+AC:2019 – medizinische Gesichtsmaske TYP IIR
- Hervorragende Bakterienfiltrationseffizienz $\geq 98\%$

Die Bestandteile sichern ein angenehmes Tragen der Maske:

- Drei Vlieslagen partikelfilternder, thermisch gebundener Polypropylen-Fasern
 - außen:* PP Spinnvlies
 - Filterschicht:* PP schmelzgeblasenes Vlies
 - innen:* PET / PP Vliesstoff für angenehmes Tragen
- Individuell formbarer, verzinkter Nasenbügel (0,5 mm dick, mit HDPE Beschichtung) für reduziertes Beschlagen der Brille
- Gummibänder aus Polyamid und Elasthan

Warnungen:

Legen Sie die Maske wie im Beipackzettel beschrieben korrekt an.
Entsorgen Sie die Maske am Ende einer Schicht. Der Maskenkörper sollte nicht mit den Händen berührt werden.
Nach dem Abnehmen der Maske sollten die Hände gewaschen oder desinfiziert werden.
Der Maskenträger ist nicht gegen infektiöse Keime geschützt.

Haltbarkeit:

2 Jahre ab Herstellungsdatum bei Lagerung in der Originalverpackung, fern von kontaminierten Bereichen, Staub, Sonnenlicht, extremen Temperaturen, übermäßiger Feuchtigkeit und schädlichen Chemikalien.
Empfohlene Lagertemperaturen zwischen -20 °C und $+40\text{ °C}$ und eine relative Luftfeuchtigkeit von unter 60% .

Alle HaMuNa® Care Produkte zeichnen sich durch die ausschließliche Fertigung am Standort Deutschland aus. Dies ermöglicht uns, insbesondere in diesem sensiblen Bereich, einen hohen Qualitätsstandard garantieren zu können.

Als global agierendes Unternehmen konzentriert sich Hahnemühle auf Produkte in den Bereichen LifeScience inklusive Healthcare, sowie in der chemischen Analytik. Sie entwickelt gemeinsam mit Kunden im unablässigen Streben nach Innovation immer wieder neue Produkte, die im Weltmarkt auf höchstem Niveau gehandelt werden. Mit stets weiterentwickelten Produktionsprozessen und strategischen Partnerschaften mit selektiver Expertise bedienen wir unsere Kunden mit neuen Produkten, mit deren reproduzierbarer Qualität unsere Kunden einen Vorsprung erzielen können.

Das hier beschriebene Produkt ist ein Medizinprodukt im Sinne des MPG.

Tel. + 49 5561 791 683 · E-Mail: Maximilian.Verwohlt@hahnemuehle.com
Hahnemühle FineArt GmbH · Hahnestraße 5 · 37586 Dassel · Germany · www.hahnemuehle.com

MADE IN
GERMANY